


Обтураційна система C-FILL міні

Інструкція з використання

інжектор пістолета C-FILL

міні G



UA.TR.099

COXO®

 **Foshan COXO Medical Instrument Co., Limited** BLDG 4 District A,
Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue,
Nanhai District, Foshan 528226 Guangdong China / **ФОШАНЬ КОКСО МЕДІКЛ
ІНСТРУМЕНТ КО., ЛІМІТІД** Будівля 4, район Ей, Гуандун Нью Лайт Сорс
Індастріел Бейс, Сауф оф Лукан Авенью, район Наньхай, місто Фошань,
528226 Гуандун, Китай.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОЛЛЕН-ДЕНТАЛ»
04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 83 Д оф. 117, тел.: +380934477575,
e-mail: dir_ollen@ukr.net.

**БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ЩО ДОДАЄТЬСЯ
ДО ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ПЕРЕД ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ.**

Увага: Даний пристрій призначений для використання тільки стоматологами після ознайомлення з інструкцією з використання.

Дата перегляду інструкції: 01.06.2021

Вступ

Дякуємо за придбання цього пристрою.

З метою забезпечення оптимальної безпеки і продуктивності, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням даного пристрою і зверніть увагу на попередження та застереження.

Зберігайте цю інструкцію у зручному місці, щоб мати можливість швидко та легко нею скористатися.

Рекомендований просторовий рознос між портативним і мобільним обладнанням радіочастотного зв'язку і пристроєм.

Пристрій призначений для використання в електромагнітному середовищі, в якому контролюються випромінювані радіочастотні перешкоди. Клієнт або користувач пристрою може допомогти запобігти електромагнітному впливу шляхом дотримання мінімальної відстані між портативним і мобільним обладнанням радіочастотного зв'язку (передавачами) і пристроєм, як рекомендовано нижче, відповідно до максимальної вихідної потужності обладнання.


Номинальна максимальна вихідна потужність передавача (Вт)	Просторовий рознос відповідно до частоти передавача		
	від 150 кГц до 80 МГц $d=1,2 \times P^{1/2}$	від 80 МГц до 800 МГц $d=1,2 \times P^{1/2}$	від 800 МГц до 2,5 ГГц $d=2,3 \times P^{1/2}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Для передавачів, розрахованих на максимальну вихідну потужність, не зазначену вище, рекомендований просторовий рознос d в метрах (м) можна оцінити за допомогою рівняння, застосовного до частоти передавача, де P - максимальна вихідна потужність передавача у ватах (Вт) згідно з технічними даними виробника передавача.

ПРИМІТКА 1: при частоті 80 МГц і 800 МГц застосовується просторовий рознос для більш високого частотного діапазону.

ПРИМІТКА 2: дані рекомендації можуть застосовуватися не у всіх ситуаціях.

На поширення електромагнітних хвиль впливає поглинання і відбиття від структур, об'єктів та людей.

Рекомендації та декларація виробника: електромагнітна стійкість			
Пристрій призначений для використання в умовах електромагнітного середовища, як зазначено нижче. Клієнт або користувач пристрою повинен переконатися, що він використовується в такому середовищі.			
Випробування стійкості	Тестовий рівень IEC 60601	Рівень відповідності вимогам	EMC: рекомендації
Наведені РЧ IEC 61000-4-6	3 Vrms від 150 кГц до 80 МГц 6 Vrms в діапазонах ISM 3 V/m від 80 МГц до 2,7 ГГц	3 Vrms від 150 кГц до 80 МГц 6 Vrms в діапазонах ISM 3 V/m від 80 МГц до 2,7 ГГц	Портативне та мобільне обладнання радіочастотного зв'язку не слід використовувати близько до будь-якого інструменту, включаючи кабелі. Для розрахунку рекомендованого просторого розносу застосовується рівняння частоти передавача. Рекомендований просторовий рознос $d=1,2xP^{1/2}$ від 80 МГц до 800 МГц $d=2,3xP^{1/2}$ від 800 МГц до 2,5 ГГц Де P - максимальна потужність вихідної потужності передавача у ватах (Вт) відповідно до технічних даних виробника передавача, а d - рекомендований просторовий рознос в метрах (м). Напруженість поля від фіксованих радіочастотних передавачів, що визначається електромагнітним обстеженням ділянки ^a , повинна бути меншою, ніж рівень відповідності у кожному діапазоні частот ^b . Перешкоди можуть виникати поблизу обладнання, позначеного таким символом: 
Випромінювані РЧ IEC 61000-4-3	385 МГц-5785 МГц тестові специфікації для СТІЙКОСТІ ПОРТІВ КОРПУСА до радіочастотного обладнання бездротового зв'язку (див. таблицю 9 IEC 60601-1-2: 2014)	385 МГц-5785 МГц тестові специфікації для СТІЙКОСТІ ПОРТІВ КОРПУСА до радіочастотного обладнання бездротового зв'язку (див. таблицю 9 IEC 60601-1-2: 2014)	
<p>ПРИМІТКА 1: при частоті 80 МГц і 800 МГц застосовується більш високий діапазон частот.</p> <p>ПРИМІТКА 2: дані рекомендації можуть застосовуватися не у всіх ситуаціях. На поширення електромагнітних хвиль впливає поглинання і відбиття від структур, об'єктів та людей.</p> <p>a - Напруженість поля від фіксованих передавачів, таких як базові станції для радіо (мобільних/бездротових) телефонів і наземних мобільних радіостанцій, аматорського радіо, АМ і FM-радіо, а також телевізійного мовлення, не може бути передбачена теоретично з точністю. Для оцінки електромагнітного середовища за рахунок фіксованих радіочастотних передавачів слід розглянути необхідність проведення електромагнітного обстеження ділянки. Якщо виміряна напруженість поля в місці, в якому використовується пристрій, перевищує відповідний рівень радіочастотного відповідності, зазначений вище, пристрій слід перевірити для безпечного використання. Якщо спостерігається невідповідна робота, можуть знадобитися додаткові заходи, такі як зміна просторового положення або переміщення пристрою.</p> <p>b - В діапазоні частот від 150 кГц до 80 МГц напруженість поля повинна бути менше 3 В/м.</p>			

Зміст

Попередження.....	1
Використання за призначенням.....	2
Протипоказання.....	2
Характеристики.....	2
Опис продукту.....	3
Встановлення.....	4
Інструкція по застосуванню.....	5
Клінічне застосування.....	7
Технічне обслуговування.....	8
Заряджання батареї.....	9
Очищення, дезінфекція та стерилізація.....	10
Усунення несправностей.....	14
Умови експлуатації та зберігання.....	15
Переробка та утилізація.....	15
Гарантія.....	15
Стандартні символи.....	16
Вказівки та декларація виробника -	
Електромагнітна сумісність (EMC).....	17

Попередження

1. Неправильне використання даного пристрою може призвести до травм пацієнтів, лікарів і асистентів стоматолога, та/або до пошкодження пристрою. Пристрій призначений виключно для використання ліцензованими стоматологами та ендодонтистами.
2. Коли пристрій активовано, голка дуже гаряча, тому стоматолог, асистент і пацієнт мають уникати контакту з голкою, поки вона знаходиться в гарячому стані. Для правильної ізоляції зуба наполегливо рекомендується використовувати кофердам.
3. Для того, щоб зменшити ризик опіку при заміні голки, перед заміною слід переконатися, що пристрій вимкнено протягом, як мінімум, п'яти хвилин і передня частина прохолодна на дотик.
4. Температура голки може досягати 230°C, тому її не слід використовувати всередині кореневого каналу більше 5 секунд за один раз.
5. Не слід використовувати ніяких інших голок, окрім тих, які постачаються компанією-виробником. Використання інших голок, адаптерів або батарей, що не постачаються компанією-виробником, може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або вибуху, а також зняття приладу з гарантії.
6. Перед заряджанням пристрою слід переконаватися, що джерело живлення 100-240 В, в іншому випадку пристрій буде пошкоджено.
7. Розташуйте пристрій в місці, де його буде легко відключити від мережі.
8. Не вставляйте в пристрій інші предмети, це може привести до ураження електричним струмом або пошкодити пристрій.
9. Уникайте потрапляння рідини в пристрій, це може стати причиною коротких замикань і несправностей.
10. Не розбирайте пристрій самостійно. Якщо необхідно відремонтувати пристрій, слід звернутися до сервісного центру.
11. Після того як пристрій вимкнено, йому необхідно охолонути протягом 5 хвилин, для безпечного зберігання.
12. Перед першим використанням пристрою рекомендується повністю зарядити батарею.
13. Не автоклауйте інжектор пістолет та зарядну базу.

Рекомендації та декларація виробника: електромагнітна стійкість			
Пристрій призначений для використання в умовах електромагнітного середовища, як зазначено нижче. Клієнт або користувач пристрою повинен переконаватися, що він використовується в такому середовищі.			
Випробування стійкості	Тестовий рівень IEC 60601	Рівень відповідності вимогам	EMC: рекомендації
Електро-статичний розряд (ЕСР) IEC 61000-4-2	±8 кВ контактний ±4 кВ, ±8 кВ, ±15 кВ повітряний	±8 кВ контактний ±4 кВ, ±8 кВ, ±15 кВ повітряний	Підлога має бути дерев'яною, бетонною або керамічною. Якщо підлога покрита синтетичним матеріалом, то відносна вологість повинна бути не менше 30%.
Електричні швидкі перехідні процеси/ імпульси IEC 61000-4-4	±2 кВ для ліній електропередачі ±1 кВ для ліній вводу/виводу	±2 кВ для ліній електропередачі ±1 кВ для ліній вводу/виводу	Якість живлення мережі повинна бути такою ж, як у типовій комерційній або медичній установі.
Перенапруга IEC 61000-4-5	±0,5 кВ та ±1 кВ диференціальний режим ±0,5 кВ, ±1 кВ та ±2 кВ загальний режим	±0,5 кВ та ±1 кВ диференціальний режим ±0,5 кВ, ±1 кВ та ±2 кВ загальний режим	Якість живлення мережі повинна бути такою ж, як у типовій комерційній або медичній установі.
Перепади напруги, короткі переривання і зміни напруги на вхідних лініях електроживлення IEC 61000-4-11	100 % U_T (100% провал у U_T) для 0,5 циклу 100 % U_T (100% провал у U_T) для 1 циклу 30 % U_T (70% провал у U_T) для 25/30 циклів 100 % U_T (100% провал у U_T) для 250/300 циклів	100 % U_T (100% провал у U_T) для 0,5 циклу 100 % U_T (100% провал у U_T) для 1 циклу 30 % U_T (70% провал у U_T) для 25/30 циклів 100 % U_T (100% провал у U_T) для 250/300 циклів	Якість живлення мережі повинна бути такою ж, як у типовій комерційній або медичній установі. Якщо користувачеві пристрою потрібна тривала робота під час перебоїв в електромережі, рекомендується під'єднати прилад до джерела безперебійного живлення або до батареї.
Частота живлення (50/60 Гц) магнітне поле IEC 61000-4-8	3А/м	3А/м	Магнітні поля промислової частоти повинні бути на рівнях, характерних для типового розташування в типовій комерційній або медичній установі.
ПРИМІТКА: U_T являє собою напругу мережі змінного струму до застосування випробувального рівня.			

Вказівки та декларація виробника - Електромагнітна сумісність (ЕМС)

Даний пристрій потребує особливих заходів обережності щодо електромагнітної сумісності та повинен бути встановлений і введений в експлуатацію відповідно до наданої інформації.

Пристрій може зазнавати впливу з боку портативного і мобільного обладнання радіочастотного зв'язку.



Увага:

- Не використовуйте поблизу пристрою мобільний телефон або інші пристрої, що створюють електромагнітні поля. Це може призвести до неправильної роботи пристрою.
- Даний пристрій був ретельно випробуваний та перевірений для забезпечення належної продуктивності під час експлуатації!
- Даний пристрій не слід використовувати або встановлювати поряд з іншим обладнанням. При необхідності спільного використання, пристрій слід перевірити на ефективність роботи в конфігурації, яка буде використовуватися.

Рекомендації та декларація виробника: електромагнітне випромінювання		
Пристрій призначений для використання в умовах електромагнітного середовища, як зазначено нижче. Клієнт або користувач пристрою повинен перекопатися, що він використовується в такому середовищі.		
Перевірка випромінювання	Відповідність	Електромагнітне середовище: рекомендації
РЧ випромінювання CISPR11	Група 1	Пристрій використовує радіочастотну енергію тільки для своїх внутрішніх функцій. Рівень радіочастотного випромінювання пристрою – низький, тому не створюватиме перешкод для розташованого поряд обладнання.
РЧ випромінювання CISPR11	Клас В	Пристрій підходить для використання у всіх установках, включаючи побутові установи, безпосередньо підключені до громадської низьковольтної мережі електропостачання з певними вимогами.
Випромінювання гармонічних складових IEC 61000-3-2	Клас А	
Коливання напруги/ мерехтіння IEC 61000-3-3	Відповідає	

Використання за призначенням

Пристрій призначений для введення гутаперчі в підготовлений кореневий канал для обтурації. Він призначений виключно для використання ліцензованими стоматологами та ендодонтистами. Слід використовувати кофердам при будь-якій стоматологічній процедурі!

Протипоказання

1. Не використовуйте пристрій для пацієнтів з кардіостимуляторами.
2. Не використовуйте дезінфікуючі засоби, що містять відбілювач або хлорид амонію, для очищення пристрою.

Характеристики

1. Вміст упаковки


- | | | | |
|--------------------------|---|---|----|
| • Обтураційний пістолет | 1 | • Ущільнювач для запобігання витоку гутаперчі | 10 |
| • Зарядна база | 1 | • Плунжер | 1 |
| • Адаптер живлення | 1 | • Голки (для одноразового використання) | 4 |
| • Термозахисний ковпачок | 2 | • Згинач голок | 1 |
| • Щітка для чищення | 1 | • Інструкція з використання | 1 |

2. Технічні дані

- Адаптер вводу: змінний струм (AC) 100-240 В 50/60 Гц
- Адаптер виводу: постійний струм (DC) 5 В, 1,5 А
- Батарея: акумуляторна літій-іонна батарея (DC 3,7 В, 2000 мАг)
- Класифікація захисту від ураження електричним струмом: обладнання класу II
- Ступінь захисту від ураження електричним струмом: обладнання типу В

Опис продукту


Обтураційний пістолет



- ① Slot для завантаження гранул гутаперчі
- ② Термозахисний ковпачок
- ③ Голка
- ④ Індикатор рівня заряду батареї
- ⑤ Дисплей температури
- ⑥ Перемикач живлення
- ⑦ Плунжер
- ⑧ Спусковий гачок

Зарядна база

- ① Контактні клеми для заряджання
- ② Індикатор стану зарядки
- ③ Роз'єм для адаптера живлення (тип Jack)



Стандартні символи



Попередження



Увага



Див. інструкцію з експлуатації



Обладнання класу II



Робоча частина типу В



Постійний струм



Уповноважений представник



Серійний номер



Змінний струм



Виробник



Знак відповідності ЄС



Необхідна спеціальна утилізація (WEEE Директива)



Дата виробництва



Обережно, крихке!



Верх упаковки



Знак відповідності технічним регламентам



Не допускати потрапляння вологи

Умови експлуатації та зберігання

Умови експлуатації	
Температура	від +5°C до +40°C
Вологість	від 20% RH до 80% RH
Атмосферний тиск	від 86 кПа до 106 кПа

Умови зберігання	
Температура	від -10°C до +55°C
Вологість	менше 93% RH
Атмосферний тиск	від 50 кПа до 106 кПа

Переробка та утилізація

Пристрій і його упаковка є максимально екологічними.

Утилізація пристрою



Старий електричний пристрій утилізують відповідно до принципів, стандартів та вимог країни (регіону), в якій ви знаходитесь.

■ Переконайтесь, що в процесі утилізації не забруднюється навколишнє середовище.

Гарантія

Наша компанія відповідає за якість продукту і його технічне обслуговування. Наш технічний відділ буде надавати технічну підтримку при виникненні технічних проблем.


Гарантійний термін обтураційного пістолета та зарядної бази становить 2 роки.

Гарантійний термін батареї та адаптера живлення становить 6 місяців.

На інші аксесуари та витратні матеріали гарантія не розповсюджується.


Встановлення

1. Встановіть голку




- Примітка:
- Не затягуйте голку занадто сильно.
 - Використовуйте згинач голки для того, щоб зігнути голку як необхідно.
 - Згідно малюнку, частини 1 і 2 голки не можна згинати.

2. Встановіть термозахисний ковпачок




3. Встановіть ущільнювач для запобігання витоку гутаперчі



⚠ Увага:

- Ущільнювач для запобігання витоку гутаперчі, являє собою витратний матеріал, пошкодження якого може призвести до блокування або зворотного потоку. Завжди перевіряйте цілісність ущільнювача.
- Не затягуйте занадто сильно!

4. Встановіть плунжер




Інструкція по застосуванню

Попередження:

При роботі з обтураційним пістолетом не слід торкатися області переднього наконечника пістолета, оскільки він дуже гарячий. Завжди використовуйте захисний чохол, щоб запобігти опіку користувача або пацієнта.

1. Вставте гутаперчу

Щоб вставити гутаперчу у слот для завантаження гранул, потягніть плунжер назад (але не витягуйте його з пістолета), щоб звільнити слот для завантаження. Нахиліть передню частину пістолета вниз і помістіть гранулу гутаперчі у слот для завантаження, потім використовуйте плунжер, щоб проштовхнути гутаперчу вперед, поки вона не увійде в нагрівальну камеру.



Увага:

- Гранули гутаперчі інших виробників можуть бути невідповідного розміру або вимагатиме іншої температури плавлення.
- Вставляйте тільки одну гранулу гутаперчі за раз.
- Якщо неповністю вставити плунжер, спусковий механізм не буде працювати належним чином.

2. Включення/вимкнення живлення

Утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути/вимкнути пристрій.



Усунення несправностей

1. Пристрій не включається при натисканні перемикача живлення

- а. Переконайтеся, що батарея заряджена. При необхідності зарядіть пристрій.
- б. Якщо батарею не вдається зарядити, можна замовити нову батарею у місцевого дилера.

2. Матеріал не виділяється з голки

- а. Плунжер повністю просунуто вперед. Потягніть його назад і вставте нову гранулу гутаперчі у слот для завантаження гранул.
- б. Перевірте ущільнювач для запобігання витoku гутаперчі. Якщо ущільнювач зношено або пошкоджено, замініть його на новий.
- с. Замініть голку.

3. Пристрій вимикається

При невикористанні пристрою протягом 10 хвилин, живлення автоматично вимикається, задля економії заряду батареї. Утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.

4. Плунжер неможливо витягнути

Причиною неможливого витягування плунжера може стати охолодження та ущільнення залишків матеріалу. Щоб витягнути плунжер, увімкніть пістолет і встановіть температуру 200 °С. Дочекайтеся, поки пістолет досягне обраної температури, а потім витягніть плунжер.

5. На екрані з'явиться код помилки «oPn»

Якщо цей код помилки з'явився на екрані, слід звернутися до сервісного центру компанії-постачальника.

- б.** Автоматичне сушіння: Виконують автоматичний цикл «сушіння» при температурі 40-55°C протягом 15 хв.

7. Технічне обслуговування та перевірка

Після очищення та дезінфекції слід візуально оглянути термозахисний ковпачок та плунжер. Якщо видимих забруднень не виявлено – це означає, що термозахисний ковпачок і плунжер очищені. Якщо виявиться, що плунжер має сліди корозії і заіржавів, слід негайно припинити його використання.

8. Упаковка

Відразу після сушіння помістіть термозахисний ковпачок і плунжер у пакет для стерилізації парою для герметичної упаковки.

Увага:

Пакет для стерилізації парою має відповідати стандарту ISO 11607-1 і повинен бути герметично запечатаний за допомогою пакувальної машини для стерилізації.

9. Стерилізація

Для стерилізації використовують автоклав відповідно до EN 13060. Стерилізацію в автоклаві проводять відповідно до ISO 17665-1.

- а.** Частина, що підлягають стерилізації: термозахисний ковпачок, плунжер.
б. Метод стерилізації: автоклав.
с. Умови стерилізації: при температурі 134°C протягом не менше 5 хвилин.

Увага:

Можна автоклавувати тільки термозахисний ковпачок та плунжер, інші деталі не автоклабуються.

10. Зберігання

Зберігайте простерилізоване обладнання в сухому, чистому і захищеному від пилу місці при відповідній температурі від 5°C до 40°C.

3. Контроль температури

Щоб змінити потрібну температуру, продовжуйте натискати на перемикач живлення до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться потрібна температура.




Увага:

- Після вибору потрібної температури на дисплеї почне відображатися фактична температура, яка буде змінюватися до тих пір, поки не досягне потрібної температури.
- Коли пристрій активовано, голка дуже гаряча, тому стоматолог, асистент і пацієнт мають уникнути контакту з голкою, поки вона знаходиться в гарячому стані.
- На дисплеї температури буде відображено температуру всередині камери в межах $\pm 10^\circ\text{C}$.

4. Прокачування спускового гачка

Натискайте неодноразово на спусковий гачок для подальшого просування плунжера до тих пір, поки невелика кількість матеріалу не видавиться з наконечника голки.



Увага:

- Не натискайте повторно спусковий гачок, коли пристрій ще не досяг потрібної температури.
- Завантажуйте іншу гранулу гутаперчі тільки після того, як пістолет встигне охолонути і коли весь матеріал з попередньої гранули гутаперчі буде видавлений через голку.
- Якщо ущільнювач для запобігання витoku гутаперчі пошкоджено, своєчасно замініть його.

Клінічне застосування

1. Введення голки

Вставте голку максимально глибоко, щоб вона увійшла у канал без згинання.



3. Введення гутаперчі

Натискайте повторно спусковий гачок і наповніть гутаперчею кореневий канал. Голка буде виштовхуватися наповненою гутаперчею.



2. Пом'якшення

Зачекайте 5 секунд, поки поверхня наповнена гутаперчею не стане м'якою.



4. Пом'якшення

Ущільніть гутаперчу за допомогою великого плагера.



⚠ Попередження

Після ручного очищення необхідно провести теплову дезінфекцію або стерилізацію відповідно до EN 13060.

5. Автоматичне очищення та дезінфекція

Помістіть термозахисний ковпачок і плунжер на лоток мийно-дезінфекційної машини і виберіть режим «хірургічний інструмент» для початку автоматичної процедури очищення та дезінфекції.

Процедури автоматичної дезінфекції:

- a. Попереднє очищення: попереднє промивання водопровідною водою (температурою <math><40^{\circ}\text{C}</math>) протягом 4 хв.
- b. Стадія мийки: замочування і очищення мультиферментним миючим засобом при температурі 55°C протягом 6 хв.
- c. Стадія ополіскування I: змити миючий засіб водопровідною водою (температурою <math><40^{\circ}\text{C}</math>) протягом 1 хв.
- d. Стадія ополіскування II: промивання водопровідною водою (температурою <math><40^{\circ}\text{C}</math>) протягом 1 хв.
- e. Дезінфекція (мийка) в гарячій воді (температурою 90°C) протягом 10 хв.
- f. Промивання гарячою водою (температурою 70°C) протягом 5 хв.
- g. Виконайте автоматичний сухий цикл при температурі $40\text{--}55^{\circ}\text{C}$ протягом 15 хв.


⚠ Увага:

- Користувач має дотримуватися спеціальних інструкцій виробника для повністю автоматичної мийної машини. Для забезпечення ефективного очищення та дезінфекції, час очищення та дезінфекції має бути не менше рекомендованого виробником.
- Ми рекомендуємо використовувати перевірений миючий розчин HIP™ Ultra або миючий розчин, що відповідає місцевим вимогам (наприклад, CE, FDA).
- Слід використовувати мийно-дезінфекційну машину, що відповідає вимогам стандарту ISO 15883.
- Враховуючи, що деякі країни мають різні вимоги до значень A0, див. ISO 15883 для визначення температури і часу дезінфекції.

6. Сушіння

- a. Ручне сушіння: термозахисний ковпачок і плунжер витирають бавовняною тканиною без ворсу. Термозахисний ковпачок можна сушити за допомогою стерильного стисненого повітря (1-2 бар).

Витягніть плунжер



- b.** Промивайте термозахисний ковпачок і плунжер проточною водою (температурою <math><40\text{ }^\circ\text{C}</math>) до тих пір, поки не будуть видалені всі видимі залишки бруду та гутаперчі.

3. Ручне очищення

- a.** Промийте термозахисний ковпачок і плунжер проточною водою (температурою <math><40\text{ }^\circ\text{C}</math>) відповідно. Використовуйте м'яку щітку для видалення видимого бруду на гвинтовому з'єднанні в передній частині плунжера.
- b.** Помістіть термозахисний ковпачок і плунжер у мультиферментний миючий засіб на 10 хвилин для розкладання бруду. Дотримуйтесь інструкцій виробника миючого засобу.
- c.** Занурте термозахисний ковпачок і плунжер у проточну воду не менше ніж на 1 хвилину для видалення залишків миючого засобу.

Увага:

Ми рекомендуємо використовувати перевірений мультиферментний очищувач 3М або мультиферментний чистячий розчин, що відповідає місцевим вимогам (наприклад, CE, FDA).


4. Ручна дезінфекція

- a.** Помістіть термозахисний ковпачок і плунжер в посуд, що містить чистячий і дезінфікуючий розчин, замочуйте протягом 10 хвилин для дезінфекції.
- b.** Промийте термозахисний ковпачок і плунжер під проточною водою протягом не менше 1 хвилини для видалення залишків дезінфікуючого засобу.
- Дезінфікуючий засіб: Рекомендується використовувати дезінфікуючий засіб Ronso O- безальдегідний дезінфікуючий засіб (OPA), але обов'язково застосовувати саме цей засіб.

Технічне обслуговування

Поверхні пістолета можна очистити м'яким рушником і м'яким миючим засобом або спиртом для протирання.

Щоб видалити залишки матеріалу зі слоту для завантаження гранул, встановіть температуру 200°C, видаліть весь залишковий матеріал і потім вимкніть пістолет. Вставте щітку для чищення через задню частину пістолета, а потім витягніть її через передню частину пістолета.




Увага:


- Не слід наносити чистячі засоби або хімічні речовини на щітку для чищення перед тим, як вставити її в нагрівальну камеру.
- Після використання, щітку для чищення слід негайно промити проточною водою і змочити спиртом.
- Не автоклавуйте щітку для чищення!

Зарядження батареї

1. Підключіть адаптер живлення до зарядної бази.



2. Правильно розташуйте інжектор пістолет на зарядній базі.



3. При правильному підключенні, індикатор стану зарядки буде горіти помаранчевим під час зарядження батареї. Як тільки батарея повністю зарядиться, світлодіодний індикатор стану зарядки загориться зеленим.

Увага:

- Якщо на дисплеї з'явиться напис «Er1», це означає, що в мережі низька напруга, пролунає сигнал тривоги, і пристрій автоматично вимкнеться через 5 секунд.
- Якщо світлодіодний індикатор не світиться ні помаранчевим, ні зеленим – це означає, що контактні клеми для зарядження неправильно з'єднані з пристроєм. Знову вирівняйте обтурацийний пістолет на зарядній базі, а також перевірте чи є живлення зарядної бази.
- Голку слід зняти під час зарядки. Від'єднуйте голку від обтурაციного пістолета після кожної процедури.
- Якщо пристрій не використовували більше місяця, він може не працювати через розряджену батарею. Рекомендується щомісячне зарядження батареї навіть тоді, коли пристрій було повністю заряджено, але їм не користувалися.

Очищення, дезінфекція та стерилізація

Увага:

Очищення, дезінфекція та стерилізація мають обмежений вплив на частини пристрою багаторазового застосування. Тому кількість процедур визначається ступенем зносу деталі. Якщо при візуальному огляді виявляються пошкоджені деталі, слід припинити їх використання і придбати нові деталі у виробника або дилера.

1. Підготовка до застосування


Відразу ж після використання, багаторазові деталі слід занурити у водопровідну воду температурою <math><40^{\circ}\text{C}</math> (якість питної води, позначене в цьому розділі як «вода», має відповідати цьому стандарту) для видалення бруду. Не використовуйте миючий засіб з фіксуючими властивостями або теплу воду (температурою >math>>40^{\circ}\text{C}</math>), оскільки це призведе до фіксації залишків бруду та гутаперчі і вплине на лікувальний процес після обробки.

Перемістіть в зону пост-обробки для безпечного зберігання, щоб уникнути будь-яких пошкоджень і забруднення навколишнього середовища.



2. Підготовка перед очищенням

а. Розберіть багаторазові деталі і помістіть їх в коробку з нержавіючої сталі наступним чином:

Зніміть термозахисний ковпачок



Вийміть голку



Примітка: Після використання пристрою для кожного пацієнта слід вчасно міняти голку. При виявленні або підозрі на пошкодження голки помістіть її в стаціонарний контейнер для вторинної переробки.